

# Guía para la selección de esfigmomanómetros DuraShock

Aneroides con válvula tipo gatillo  
Serie 60

Aneroides con válvula tradicional (rosca)  
Serie 50

Aneroides integrados en el manguito  
Serie 40

GARANTÍA DE CALIBRACIÓN DE POR VIDA • RESISTENCIA A IMPACTOS DESDE 150 CM • GARANTÍA DE CALIBRACIÓN DE POR VIDA • RESISTENCIA A IMPACTOS DESDE 150 CM

Serie Platino



Aneroid de mano clásico DS58 Tycos®  
#DS58-11



Aneroid integrado clásico DS48A Tycos®  
#DS48A-11

GARANTÍA DE CALIBRACIÓN DE 15 AÑOS • RESISTENCIA A IMPACTOS DESDE 76 CM • GARANTÍA DE CALIBRACIÓN DE 15 AÑOS • RESISTENCIA A IMPACTOS DESDE 76 CM

Serie Oro



Aneroid de mano con gatillo DS66  
#DS-6601-189



Aneroid de mano DS56  
#DS-5601-189

GARANTÍA DE CALIBRACIÓN DE 10 AÑOS • RESISTENCIA A IMPACTOS DESDE 76 CM • GARANTÍA DE CALIBRACIÓN DE 10 AÑOS • RESISTENCIA A IMPACTOS DESDE 76 CM

Serie Plata



Aneroid de mano con gatillo DS65  
#DS-6501-189



Aneroid de mano DS55  
#DS-5501-189



Aneroid integrado DS45  
#DS45-11

GARANTÍA DE CALIBRACIÓN DE 5 AÑOS • RESISTENCIA A IMPACTOS DESDE 76 CM • GARANTÍA DE CALIBRACIÓN DE 5 AÑOS • RESISTENCIA A IMPACTOS DESDE 76 CM


Serie Bronce



Aneroid de mano DS54  
#DS-5401-189



Aneroid integrado DS44  
#DS44-11



Para obtener más información sobre el modo en que puede beneficiarse de nuestros productos para medir la presión arterial con la tecnología DuraShock, póngase en contacto con nuestros Distribuidores Autorizados o visite [www.welchallyn.com/durashock](http://www.welchallyn.com/durashock).

Servicio de atención al cliente de Welch Allyn en Europa  
Navan Business Park, Dublin Road  
Navan, County Meath, Irlanda  
Tel: +353 46 906 7790  
Fax: +353 46 906 7754

Iberia: +34 912 990 376  
Alemania: +49 6950 985 132  
Países Bajos: +31 202 061 360

Sudáfrica: +27 11 777 7555  
Suecia: +46 858 536 551  
Reino Unido: +44 207 365 6780

©2010 Welch Allyn SM3031ES Rev. C

**WelchAllyn**  
Advancing Frontline Care™



Esfigmomanómetros Welch Allyn  
con la tecnología DuraShock™ resistente a golpes

**WelchAllyn**  
Advancing Frontline Care™

# Consiga lecturas de la presión arterial precisas con un menor coste gracias a la tecnología DuraShock™ de Welch Allyn

En entornos médicos muy ajetreados donde el equipo debe ser resistente y fiable, los esfigmomanómetros aneroides Welch Allyn que incorporan la tecnología DuraShock™ resistente a golpes mantienen los manómetros precisos y calibrados durante más tiempo en comparación con los esfigmomanómetros aneroides tradicionales.



## Sin engranajes

Los esfigmomanómetros DuraShock™ de Welch Allyn utilizan una revolucionaria tecnología sin engranajes, que ha sido la primera innovación importante en la tecnología de aneroides en casi 100 años.



## Menos piezas

El diseño sin engranajes de los esfigmomanómetros DuraShock, con menos piezas móviles y resortes, ofrece una mayor robustez y resistencia que los esfigmomanómetros tradicionales.



## Fiables y precisos

El diseño resistente y sin engranajes de los esfigmomanómetros DuraShock hace que sean resistentes a los impactos y estén mejor preparados para soportar el uso (y abuso) diario. Permanecen calibrados más tiempo, lo que garantiza lecturas precisas y fiables durante toda la vida útil del esfigmomanómetro.



## Menor coste

Las extraordinarias garantías de resistencia a impactos y calibración implican que no tendrá que reemplazar o volver a calibrar los esfigmomanómetros de Welch Allyn con tanta frecuencia como tiene que hacer con los demás esfigmomanómetros del mercado, lo que le ahorrará molestias y reducirá los costes.

*“En un estudio de evaluación de impactos mecánicos, se ha demostrado que la nueva tecnología sin engranajes es más precisa y fiable que los esfigmomanómetros aneroides clásicos. Esto es algo especialmente importante, dado que los errores de calibración inducidos por golpes comunes no son, en su mayoría, evidentes para los usuarios clínicos.”*

—Resultados del estudio de pruebas de impacto de aneroides, Dr. Klaus Forstner

Resultados extraídos de "The Aneroid Drop Study: Evaluation of a New Gear-Free Aneroid Blood Pressure Technology and Clinical Relevance of Shock Stability" (Estudio de caídas de aneroides: Evaluación de la nueva tecnología de medición de la presión arterial con aneroides sin engranajes e importancia clínica de la estabilidad frente a impactos), dirigido por el Dr. Klaus Forstner, 2004.



Tecnología galardonada

La tecnología DuraShock patentada es la primera innovación importante en la tecnología de esfigmomanómetros aneroides aneroide en casi 100 años.

## Cuatro series de productos con la tecnología DuraShock:



### Serie Platino

GARANTÍA DE CALIBRACIÓN DE POR VIDA

- Súper resistente a los impactos: puede **soportar caídas hasta desde 150 cm y seguir siendo preciso**
- **Garantía de calibración de por vida**
- Estética extraordinaria
- Movimiento enjovado para una mayor duración
- Dial grabado con láser para mayor precisión
- Sistema de insuflación extraordinario para mayor comodidad



### Serie Oro

GARANTÍA DE CALIBRACIÓN DE 15 AÑOS

- **Resistente a caídas desde 76 cm para una mayor precisión y bajo coste a lo largo del tiempo**
- **Garantía de calibración de 15 años**
- Estética extraordinaria
- Movimiento enjovado para una mayor duración
- Dial grabado con láser para mayor precisión



### Serie Plata

GARANTÍA DE CALIBRACIÓN DE 10 AÑOS

- **Resistente a caídas desde 76 cm para una mayor precisión y menor coste a lo largo del tiempo**
- **Garantía de calibración de 10 años**
- Dial grabado con láser para mayor precisión



### Serie Bronce

GARANTÍA DE CALIBRACIÓN DE 5 AÑOS

- **Resistente a caídas desde 76 cm para una mayor precisión y menor coste a lo largo del tiempo**
- **Garantía de calibración de 5 años**

